

Chariots de soins modulaires ouverts - Configurations


Chaque chariot de soins dispose d'un certain nombre de positions, distantes de 25,4 mm les unes des autres, permettant la fixation des guides. Le schéma ci-dessous vous montre la manière de composer les chariots.

Les positions non utilisées sont couvertes. Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de ne pas couvrir les deux positions supérieures.



Les chariots de soins modulaires ouverts ne sont pas équipés de guides, de table de travail ou de remplissage. Les cadres peuvent être remplis en fonction des paniers ou des bacs nécessaires.



» Configurations standard



» Configurations sur demande



Sur demande

Les chariots de soins modulaires ouverts peuvent également être fermés avec des parois en LHP. Ces chariots sont disponibles en différentes tailles.